

Bodotávek digitální MPM-HV3 a MPM-H3 | SCHORPP

Semiautomatické (MPM-H3) a semi/plně automatické (MPM-HV3) bodotávky

- Digitální ovládání teploty
- Nepřímé, neoslňující osvětlení studované látky
- Výškově nastavitelný stativ (360 až 460 mm)
- Připojení k PC pomocí USB, protokoly generované do PDF jsou v souladu s dokumentací QMS
- Model MPM-H 3 - semiautomatický, pro měření až tří vzorků najednou, jakmile je dosaženo přednastavené teploty, začne přístroj po vložení vzorků zvyšovat teplotu rychlostí 1 °C/min a teplota tání je následně odečtena obsluhou přístroje
- Model MPM-HV 3 - automatický/semiautomatický režim (volitelné), pro měření jednoho vzorku, v automatickém režimu je nastavena teplota 3 °C pod očekávaným bodem tání, po dosažení této teploty je vložena kapilára se vzorkem a odečtení bodu tání je provedeno automaticky

Technické parametry

Teplotní rozsah:	35-360 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost:	±0,4 °C
Doba zahřátí na 200 °C v režimu rychlého zahřívání:	cca 4 minuty
Doba zahřátí na 350 °C v režimu rychlého zahřívání:	cca 8 minut
Rychlost zahřívání v režimu měření:	1 °C/min
Rozměry (š x h x v):	230 x 65 x 260 mm
Hmotnost:	samotný přístroj 4 kg, stojan 2,8 kg



Bodotávek

Popis	Katalogové číslo
Bodotávek MPM-H 3	R.HCE5.1
Bodotávek MPM-HV 3	R.HCE4.1

Kapiláry pro bodotávky MPM-HV3 a MPM-H3

Na jedné straně uzavřené kapiláry pro plnění vzorkem při měření bodu tání

Technické parametry

Vnější průměr:	1,45 mm
Vnitřní průměr:	1 mm
Délka :	80 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kapiláry uzavřené na jedné straně	100	R.HCE6.1