

Campylobacter selektivní agar (základ)Pro izolaci *Campylobacter coli* a *Campylobacter jejuni*

- Po suplementaci Campylobacter Preston doplňkem ([R.8851.1](#)) je agar vysoce selektivní pro *Campylobacter coli* a *Campylobacter jejuni*

Technické parametry

pH: 7,5 ± 0,2

Teplota skladování: +20 °C

Složení (na 1 litr): 10 g peptonu z kaseinu; 10 g hovězího extraktu; 5 g chloridu sodného; 12 g agaru

Aplikace: 18,5 g na 475 ml agaru, po ochlazení přidat lyzovanou krev (5-7 %) a 1 lahvičku Campylobacter Preston Suplementu ([R.8851.1](#))

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.8847.1

Synonymum: Preston Agar, Campy Agar

(Modifikované složení média podle Boltóna a Robertsona (Bolton a Robertson (1982) *J. Clin. Path.*, 35: 462-7))