

PAGE gely předpřipravené FastGene

Precizně vyrobené gely pro elektroforetickou separaci proteinů v polyakrylamidovém gelu

- Předpřipravené polyakrylamidové gely usnadňují a zpřesňují laboratorní práci
- Jsou kompatibilní s většinou běžných gelových nádrží pro elektroforézu proteinů
- Jednotná výroba zaručuje konzistentnost gelů, a tím reprodukovatelnost výsledků
- Použitelné pro denaturační i nativní gelovou elektroforézu
- Gely jsou vysoce stabilní, frakce jsou skvěle rozlišitelné
- Vysoké jamky pro zamezení přetékání vzorků
- Skladovatelnost až 12 měsíců



PAGE gel 12 %, homogenní



PAGE gel 4-12 %, gradientový



PAGE gel 4-20 %, gradientový



PAGE gel 8-16 %, gradientový

Typ	Koncentrace	Velikost gelu	Počet jamek	Balení (ks)	Katalogové číslo
Homogenní	12 %	10 × 8	12	10	N071012
Gradientový	4 - 12 %	10 × 8	12	10	N071412
Gradientový	4 - 20 %	10 × 8	12	10	N071420
Gradientový	8 - 16 %	10 × 8	12	10	N071816