

Fosfatázový test Bio Analysis Rotitest®

Papírové proužky pro detekci fosfatázy v mléku

- Testovací papírky pro efektivní monitoring kvality pasterizovaného mléka
- Část testovací papíru je na jedné straně odstříhnuta, namočena do vzorku analyzovaného mléka a inkubována při teplotě 37 °C max. 2h
- Změna barvy proužku z bílé na žlutou indikuje přítomnost alkalické fosfatázy v mléku, a tím pádem neefektivní pasterizaci
- Balení obsahuje 10 ks samostatně zatavených testovacích papírků s detekčním činidlem
- Test detekuje 0,5% syrového mléka v pasterovaném mléce

Technické parametry

Teplota skladování:

+4 °C



Rotitest® Bio Analysis fosfatázový test



Změna barvy testovacího papírku z bílé na žlutou indikuje přítomnost alkalické fosfatázy, a tudíž neefektivní pasterizaci

Popis	Balení	Katalogové číslo
Fosfatázový test	10 ks	R.8470.1