

Hematoxylin dle Weigerta

Pro vizualizaci jader, Weigertův roztok A a B

- Pro acidorezistentní barvení jader

Technické parametry

Pracovní roztok: Smíchejte Weigertův roztok A a B v poměru 1 : 1 (Weigertův železitý Hematoxylin) Tento pracovní roztok je stabilní po 8 dní při max. pokojové teplotě

Bezpeč. věty (GHS): H225-H319-H336 (roztok A); H318 (roztok B)



Hematoxylin A a B dle Weigerta

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Hematoxylin roztok A	500 ml	sklo	R.X906.1
Hematoxylin roztok B	500 ml	sklo	R.X907.1