

Houbička na povrchy Sponge-Stick SurfACE™

Houbička pro sběr mikrobiologických vzorků z povrchů a jejich odesílání

- Houbička připevněná na rukojeti pro pohodlný a bezpečný odběr vzorků z povrchů
- Individuální balení do sáčků (Twirl-Tie™)
- Zábrana na rukojeti pro eliminaci náhodného kontaktu s houbou, sběr vzorků je možné provádět bez rukavic
- Houbičku lze rychle a jednoduše z rukojeti uvolnit do předpřipravených sáčků a vzorky odeslat
- Sáčky jsou lehce rozevíratelné pomocí poutek a mají vyhrazenou oblast pro identifikaci vzorku
- Kompaktní design pro obtížně dosažitelná místa (mezery, spáry, odtoky, potrubí)
- Houbička je k dostání suchá či napuštěná 10 ml vybraného pufru
- Sterilita zajištěna ozařováním

Technické parametry

Materiál:	čistá celulóza
Rozměr (cm):	7,5 x 3,5
Teplota skladování:	+4 - 15 °C (pro odesílání vzorků pokojová teplota)
Certifikát:	ISO 18593

Varianta	Médium	Aplikace
Dry	Žádné	
BPW	Peptonová voda pufrovaná (Buffered Peptone Water)	neselektivní médium, napomáhá obnově poškozených buněk
LB	Lethen Bouillon	médium bohaté na živiny obsahující lecitin a Tween 80 jako neutralizátory, lze použít k testování účinnosti hygienického ošetření
DE	Dey-Engley neutralizační medium (Dey-Engley Neutralising Medium)	médium neutralizující baktericidní a bakteristatické účinky desinfekčních prostředků, obsahuje další živiny, které podporují obnovu a růst mikroorganismů
NB	Neutralizační pufr (Neutralisation Buffer)	médium neutralizující účinky chloru a kvartérních amoniových sloučenin, lze použít na desinfikované povrchy



Houbička na povrchy Sponge-Stick SurfACE™

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sponge-Stick SurfACE™ Dry	75	R.1EAL.1

Sponge-Stick SurfACE™ BPW	75	R.1EAK.1
Sponge-Stick SurfACE™ LB	75	R.1EAP.1
Sponge-Stick SurfACE™ DE	75	R.1EAY.1
Sponge-Stick SurfACE™ NB	75	R.1EAE.1