

JENNEROVO BARVIVO

Romanowského barvicí směs, směs eosinu, methylenové modři, Azury A, B a C

CAS: 62851-42-7

- Eosinát methylenové modři pro barvení krevních nátěrů a nátěrů kostní dřeni dle Jennera

Technické parametry

Zásobní roztok: 1 g barviva v 400 ml MeOH

Pracovní roztok: zásobní roztok s destilovanou vodou v poměru 1:1

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	5 g	sklo	R.7698.1
pro mikroskopii	25 g	sklo	R.7698.2
pro mikroskopii	100 g	sklo	R.7698.3