

Kaiserova glycerinová želatina bez fenolu

Vodné montovací médium, pro mikroskopii

- Z netoxických přísad, neutrální pH (6-7)
- Montovací médium je při pokojové teplotě pevné
- Díky neutrálnímu pH je médium vhodné i pro barviva, která jsou citlivá vůči kyselinám (např. Hematoxylin)

Technické parametry

Vzhled: Lehce nažloutlé, pevné médium



Kaiserova glycerinová želatina bez fenolu

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	50 ml	sklo	R.6474.1

Před použitím rozpustte glycerinovou želatinu ve vodní lázni (max. 50-55 °C), a poté kápněte na sklíčko pomocí pipety či skleněné tyčinky.