

KASEIN SODNÁ SŮL

Blokační činidlo z mléčného proteinu vhodné pro Western a ELISA. Vhodné pro použití s PBS/PBST, TBS/TBST a všemi standardními kolorimetrickými a fluorescenčními detekčními systémy. Není vhodné pro PVDF-membány, biotinem/streptavidinem řízené značení (mléko obsahuje biotin), a detekci fosfoproteinů.

CAS: 9005-46-3

Technické parametry

Zásobní roztok: rozpustíte v 0,3 mol/l NaOH (37 °C), titrujete do pH 7,4 pomocí HCl

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 89 % laktoproteinu	500 g	R.8569.2
min 89 % laktoproteinu	1 kg	R.8569.1
min 89 % laktoproteinu	2,5 kg	R.8569.3