

Kit pro extrakci DNA z agarózového gelu Roti®-Prep Gel Extraction

Pro extrakci DNA z agarózového gelu

- Rychlá, jednoduchá a efektivní extrakce pomocí kolonek (doba extrakce cca 20 minut)
- Vhodné pro fragmenty délky 100 bp-30 kb
- Zachování až 90 % z původního objemu vzorku
- Vstupní objem vzorku až do 300 mg TAE anebo TBE gelu
- Kit obsahuje speciálně vyvinutý „Binding Enhancer“ pro lepší navázání DNA na kolonku a získání většího množství izolované čisté DNA
- Extrahovaná DNA neobsahuje zbytkovou agarózu, inhibitory PCR či ligace, ani cytotoxické reagenty a je přímo použitelná pro všechny běžné následné aplikace (klonování, transformace a transfekce)


Technické parametry

Bezpečnostní věty (GHS): H290-H302+H312+H332-H315-H319-H412-EUH032

Teplota skladování: +20 °C



Roti-Prep kit pro extrakci DNA z gelu



Postup izolace

Popis	Balení	Katalogové číslo
Roti-Prep kit pro extrakci DNA z gelu	10 izolací	R.8510.1
Roti-Prep kit pro extrakci DNA z gelu	50 izolací	R.8510.2
Roti-Prep kit pro extrakci DNA z gelu	250 izolací	R.8510.3

Kit obsahuje: binding enhancer, rozpouštědlo gelů, promývací roztok WSL, eluční pufr EB, mini spin kolonky, mikrozkuřavky, izolační protokol