

Kit pro izolaci virové RNA | NIPPON Genetics

Rychlý a snadný protokol, vhodné pro purifikaci SARS-CoV-2, 50 vzorků

- Vysoká výtěžnost srovnatelná s hlavními konkurenčními izolačními kity
- Vyizolovaná RNA je vhodná i pro reverzní transkripce a qPCR aplikace
- Vhodné pro izolaci z mezibuněčné tekutiny, plazmy, séra, moči, vzorků obsahujících viry či supernatantu z buněčných kultur
- Vyrobeno v čistých prostorech

Technické parametry

Použití	FastGene Kit pro izolaci virové RNA
Typ	Kolonky
Max. množství počátečního vzorku	300 µl
Příprava	20 min

Balení (ks)	Katalogové číslo
50	N082050
300	N082300