

Koncentrovaná methylenová modř ROTI®-Methylene blue


Pro reverzibilní barvení DNA v agarózových gelech

- 200x koncentrovaný roztok
- Vysoce reverzibilní alternativa k ethidiumbromidu
- Vysoká citlivost (minimálně 10 ng/band)
- Není potřeba žádný transiluminator
- Pro více než 50 mini gelů
- Barvení se velmi snadno odstraňuje promytím nebo nahrazením solí

Technické parametry

Použití: DNA agarózové gely, DNA polyakrylamidové gely, reverzibilní barvení Southern a Northern blotů

Bezpečnost (GHS): H226-H319



Koncentrovaná methylenová modř ROTI®-Methylene blue

Popis	Balení	Katalogové číslo
ROTI®-Methylene blue	3 ml	R.0648.1
ROTI®-Methylene blue	12 ml	R.0648.2