

MOPS pufr práškový FastGene® | NIPPON Genetics

Práškový pufr Tris-MOPS-SDS pro denaturační gelovou elektroforézu proteinů

- Pufr se vyznačuje velmi vysokým rozlišením a zároveň rychlým průběhem elektroforézy
- Z jednoho sáčku lze připravit jeden litr pufru
- Při skladování při pokojové teplotě je prášek stabilní 24 měsíců



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
MOPS pufr práškový FastGene	10	N300111