

Paraplast®

Parafín pro histologii

- Dodá křehkým a obtížně řezatelným tkáním elasticitu, tak vznikají skvělé sekce bez svraštění
- Lépe a rychleji proniká do tkání a zajišťuje snazší řezání bločků s minimálním stlačením
- Směs vysoce čistého parafínu a polymerů s regulovanou molekulovou hmotností

Technické parametry

Typ	Teplota tání (°C)	Charakteristika
Paraplast®	56	vysoce čistý parafín s obsahem komplexních elastomerů s regulovanou molekulovou hmotností vhodný pro obecné zalévání tkání
Paraplast PLUS®	56	vysoce čistý parafín s obsahem komplexních elastomerů s regulovanou molekulovou hmotností a s přídavkem 0.8% DMSO vhodný pro větší tkáně či tkáně, které jsou za normálních okolností obtížně proniknutelné
Paraplast X-TRA®	52	směs vysoce čistého parafínu a nízkomolekulárních polymerů pro snížení teploty tání a zvýšení pevnosti vhodný pro pronikání do tkání při nižších teplotách, pomáhá při prevenci zkroucení tkání



Typ	Balení	Obal	Katalogové číslo
Paraplast® pro histologii, v peletkách	1 kg	papírový sáček	R788071
Paraplast® pro histologii, v peletkách	3 × 1 kg	papírový sáček	R.X880.3
Paraplast® pro histologii, v peletkách	8 × 1 kg	papírový sáček	R788072
Paraplast PLUS® pro histologii, v peletkách	1 kg	papírový sáček	R788171
Paraplast PLUS® pro histologii, v peletkách	3 × 1 kg	papírový sáček	R.X881.3

Paraplast PLUS® pro histologii, v peletkách	8 × 1 kg	papírový sáček	R788172
Paraplast X-TRA® pro histologii, v peletkách	1 kg	papírový sáček	R788271
Paraplast X-TRA® pro histologii, v peletkách	8 × 1 kg	papírový sáček	R788272

Zahřívějte Paraplast na max. 62 °C. Vyšší teploty mohou poškodit syntetická aditiva.