

Příslušenství pro dávkovače a byrety OPUS® | HIRSCHMANN

Příslušenství k dávkovačům a byretám nutno objednávat samostatně, nejsou součástí standardní dodávky

- Standardní výtokovou trubičku lze snadno vyměnit
- Boční připojení nasávací trubičky pro dávkování přímo ze zásobní láhve
- Bateriový blok umožňuje provoz nezávisle na síťovém zdroji
- Protiskluzný kombinovaný držák láhve a ovládací jednotky s úchytem pro propojovací kabel

Technické parametry

Materiál spirálové výtokkové trubičky:	FEP, celková pracovní délka cca 1 m
Bateriový blok:	nepřetržitý provoz 2,5 až 3 hod, doba nabití 6,5 hod
Max. průměr láhve pro uchycení do držáku:	135 mm



Výtokková trubička spirálová (ID 1,5 mm)



Výtokková trubička prodloužená (délka 400 mm)



Kombinovaný držák láhve a ovládací jednotky



Ruční spínač



Nožní spínač



Propojovací kabel k ovládací jednotce

Popis	Katalogové číslo
Titrační výtoková trubička s jemným zakončením	H931341
Výtoková trubička spirálová (ID 1,5 mm)	H931326
Výtoková trubička spirálová (ID 3,0 mm)	H931327
Výtoková trubička prodloužená (délka 400 mm)	H956304
Bateriový blok	H958710
Kombinovaný držák láhve a ovládací jednotky	H958601
Ochrana fólie na TFT displej ovládací jednotky (2 ks)	H958720
Ruční spínač	H956401
Nožní spínač	H956402
Propojovací kabel k ovládací jednotce (2 m)	H958702
Propojovací kabel k ovládací jednotce (5 m)	H958703

Příslušenství a láhve k dávkovačům nutno objednávat samostatně, nejsou součástí standardní dodávky