

Raznice pro "replica plating"

Pro přenos bakteriálních nebo kvasinkových kolonií z jedné Petriho misky na druhou

- Pro duplikaci kolonií na Petriho miskách nejprve umístěte jednu sterilní tkaninu na raznici a zafixujte ji pomocí hliníkového kroužku
- Poté jemně obtiskněte misku s originálními koloniemi na raznici s tkaninou
- Pro klonování přitiskněte na raznici novou misku s čerstvým médiem
- Použitelné pro Petriho misky o průměru 90 a 100 mm
- Raznici je možno sterilizovat EtOH

Technické parametry

Materiál raznice:	PVC
Materiál fixačního kroužku:	žlutě lakovaný hliník
Materiál transferové tkaniny:	mix bavlny a polyesteru
Rozměry raznice:	výška 72 mm, průměr 81 mm
Rozměry fixačního kroužku:	vnitřní průměr 83 mm, vnější průměr 90 mm
Rozměry transferové tkaniny:	15 × 15 cm



Raznice pro "replica plating"

Popis	Barva fixačního kroužku	Balení (ks)	Katalogové číslo
Raznice pro "replica plating"	žlutá	1	R470851

Součástí dodávky je 12 ks autoklávovatelné modré tkaniny

Tkanina pro raznici

Technické parametry

Materiál:	autoklávovatelná směs bavlna-polyester
Rozměry:	15 x 15 cm