

ROTI®-BLUE QUICK

1 x koncentrovaný roztok pro okamžitou a vysoce citlivou detekci proteinů v polyakrylamidovém gelu

- Viditelnost prvních pásů již od tří minut, bez rušivého pozadí
- Velmi jednoduchá aplikace bez zahřívání, methanolu či kyseliny octové, "ready - to - use"
- 5 x citlivější než detekce standardní brilantovou modří
- Kompatibilní se všemi obvyklými následnými aplikacemi
- Skladovat při teplotě +4 °C
- 1 l roztoku vystačí pro cca 40 minigelů



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	250 ml	R.4829.1
pro elfo	1 l	R.4829.2