

Roti®-DipSlides

Sterilní kontaktní agary ve formě ponorných panelů pro jednoduché mikrobiologické analýzy roztoků a povrchů

- 2 v 1: může být využito jako DipSlide či kontaktní agar
- Jednoduchá aplikace, spolehlivý test a snadná interpretace
- Vhodné pro hygienické kontroly v řadě odvětví
- Roticlear®-DipSlides se skládají z flexibilního plastového panelu, který je po obou stranách pokryt dvěma typy předpřipravených mikrobiologických médií
- Agary je možno ponořit do tekutiny, nebo je přitisknout na testovaný povrch, následně je panel navrácen do tuby a inkubován (inkubátor EM4, [R.KK43.1](#))
- Celková testovací plocha je 8 cm²

Technické parametry

Detekce	Agar 1	Agar 2	Kat. č.
Celkový počet bakterií + legionelly	Plate Count Agar	Legionella agar	R.2493.1
Celkový počet bakterií + koliformy	Plate Count Agar	Violeť-červeně-žluč agar s laktózou (VRBD)	R.2925.1
Celkový počet bakterií + kvasinky a plísně	Plate Count Agar	Bengálská červeně agar	R.2926.1
Celkový počet bakterií po dezinfekci	D/E Neutralizing Agar	D/E Neutralizing Agar	R.8023.1
Celkový počet bakterií a celkový počet bakterií po dezinfekci	Plate Count Agar	Caso agar s Lecitinem/Polysorbátem 80	R.8715.1
Celkový počet bakterií	Nutrient Agar	Nutrient Agar s TTC	R.2837.1
Enterobakterie	Violeť-červeně-žluč agar s glukózou (VRBD)	Violeť-červeně-žluč agar s glukózou (VRBD)	R.2954.1
Bakterie urinárního traktu + enterobakterie/koliformy	CLED Agar	MacConkey Agar	R.2957.1
Enterobakterie + pseudomonády	MacConkey Agar	Cetrimide Agar	R.8045.1



Roti®-DipSlide D/Eneutral

Pro zjištění celkového počtu bakterií na površích po dezinfekci (5 chemikálií neutralizuje inhibici růstu způsobenou dezinfekčními prostředky)

Technické parametry

Teplota skladování:

4-15 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
sterilní, pro mikrobiologii a hygienický monitoring	20 ks	krabice	R.8023.1

Chraňte před mrazem!



Roti®-DipSlide D/Eneutral

Roti®-DipSlide PCA/TSA-Letheen

Pro zjištění celkového počtu bakterií v tekutinách či na površích po dezinfekci (2 chemikálie neutralizují inhibici růstu způsobenou dezinfekčními prostředky)

Vhodné pro analýzu kosmetiky a produktů obsahujících konzervační látky

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H319
Teplota skladování:	4-15 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
sterilní, pro mikrobiologii	20 ks	krabice	R.8715.1

Chraňte před mrazem!



Roti®-DipSlide PCA/TSA-Letheen

Roti®-DipSlide PCA/Legionella

Pro zjištění celkového počtu bakterií a detekci legionel v tekutinách či na površích

Vhodné pro kontrolu jednotek pro ohřev pitné vody a inspekce ventilací a klimatizací, a také monitoring mikrobiologického statutu odpařovacích chladících systémů

Technické parametry

Teplota skladování:	4-15 °C
---------------------	---------

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
sterilní, pro mikrobiologii	20 ks	krabice	R 24931

Chraňte před mrazem!



Roti®-DipSlide PCA/Legionella

Roti®-DipSlide CLED/MacCon

Pro detekci bakterií močového traktu a enterobakterií/koliformů v tekutinách či na površích

Technické parametry

Teplota skladování:

4-15 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
sterilní, pro mikrobiologii	20 ks	krabice	R.2957.1

Chraňte před mrazem!



Roti®-DipSlide CLED/MacCon

Roti®-DipSlide PCA/RBCplus

Pro zjištění celkového počtu bakterií a detekci kvasinek a plísní v tekutinách či na površích

Technické parametry

Teplota skladování:

4-15 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
sterilní, pro mikrobiologii	20 ks	krabice	R.2926.1

Chraňte před mrazem!



Roti®-DipSlide PCA/RBCplus

Roti®-DipSlide Nutrient-TTC

Pro zjištění celkového počtu bakterií v tekutinách či na površích

Technické parametry

Teplota skladování:

4-15 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
sterilní, pro mikrobiologii	20 ks	krabice	R.2837.1

Chraňte před mrazem!



Roti®-DipSlide Nutrient-TTC

Roti®-MacCon/Cetr

Pro detekci enterobakterií a pseudomonád v tekutinách a na površích

Vhodné pro inspekce vod (i bazénových) a pro monitoring vypařovacích chladících systémů a chladících věží

Technické parametry

Teplota skladování:

4-15 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
sterilní, pro mikrobiologii	20 ks	krabice	R.8045.1

Chraňte před mrazem!



Roti®-MacCon/Cetr

Roti®-DipSlide PCA/VRB

Pro zjištění celkového počtu bakterií a detekci koliformů v tekutinách či na površích

Technické parametry

Teplota skladování:

4-15 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
sterilní, pro mikrobiologii	20 ks	krabice	R.2925.1

Chraňte před mrazem!



Roti®-DipSlide PCA/VRB

Roti®-DipSlide VRBD

Pro detekci enterobakterií v tekutinách a na površích

Technické parametry

Teplota skladování:

4-15 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
sterilní, pro mikrobiologii	20 ks	krabice	R.2954.1

Chraňte před mrazem!



Roti®-DipSlide VRBD