

Roti®-Histofix v předplněných nádobkách

Fixační činidlo pro histologii, předplněné v lahvičkách se šroubovacím uzávěrem

- Vzorky je možné přidat rovnou do nádobek se štítkem, na které lze připsovat informace o vzorcích
- Snížené zdravotní riziko pro uživatele (není potřeba ředit koncentrovaný roztok formaldehydu)
- Přípravek zajistí značnou úsporu času, nádobky jsou již předplněné a připravené k okamžitému použití
- Stabilizováno methanolem

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H350-H341-H302-H317
Teplota skladování:	+15-25 °C

Rozměry nádobky	20 ml	100 ml	180 ml
Průměr dna	27 mm	43 mm	52 mm
Průměr víčka	31 mm	48 mm	57 mm
Výška nádobky i s víčkem	48 mm	88 mm	104 mm



Roti®-Histofix v předplněných nádobkách

Roti®-Histofix 4 % v předplněných nádobkách

Fosfátem pufovaný 4% roztok formaldehydu, bez kyselin (pH 7)

Technické parametry

Vzhled:	Čirá bezbarvá tekutina
pH:	7,0 (±0,5)
Formaldehyd:	4,0 %

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-Histofix 4 %	100 × 10 ml (ve 20ml nádobkách)	karton	R.3105.1

Roti®-Histofix 4 %	54 × 50 ml (ve 100ml nádobkách)	karton	R.3105.2
--------------------	---------------------------------	--------	----------

Stabilizováno metanolem.

Roti®-Histofix 4,5 % v předplněných nádobkách

Fosfátem pufovaný 4,5% roztok formaldehydu, bez kyselin (pH 7)

Technické parametry

Vzhled:	Čirá bezbarvá tekutina
pH:	7,2 ±0,2
Formaldehyd:	4,0-5,0 %

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-Histofix 4,5 %	100 × 10 ml (ve 20ml nádobkách)	karton	R.8244.1
Roti®-Histofix 4,5 %	54 × 50 ml (ve 100ml nádobkách)	karton	R.8244.2
Roti®-Histofix 4,5 %	32 × 100 ml (ve 180ml nádobkách)	karton	R.8244.3

Stabilizováno metanolem.