

Rovnoměrně distribuované DNA markery (nebarvené)


Markery pro DNA elektroforézu

DNA marker 20 bp-DNA-Ladder

Ready-to-use DNA marker 20 bp

- Obsahuje 10 fragmentů o velikosti 20-200 bp
- cca 200 pruhů/1 ml (minigel)
- Vhodný pro analýzu malých fragmentů DNA
- Připraveno k okamžitému použití
- Fragmenty o velikosti 100 bp jsou zvýrazněny pro snadnější analýzu
- Všechny fragmenty jsou kvantifikovány, což umožňuje kvantifikaci DNA vzorku v gelu
- Pro zabránění překrytí pásem bromfenolovou modří nebo xylencyanolem byla přidána oranž G jako barvivo

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	500 µl (50 µg)	R.2805.1




DNA marker 20 bp-DNA-Ladder

DNA marker 100 bp-DNA-Ladder rozšířený

DNA marker 100 bp

- Obsahuje 17 fragmentů o velikosti 100 - 5000 bp
- cca 160 pruhů/100 µg (minigel)
- DNA marker je dodáván v lyofilizované formě
- Vzorkový pufr pro rozpuštění lyofilizovaných fragmentů DNA je součástí balení

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	50 µg + gel loading pufr	R.T835.1
pro elfo	4 x 50 µg + gel loading pufr	R.T835.2




DNA marker 100 bp-DNA-Ladder rozšířený

DNA marker 200 bp-DNA-Ladder

Ready-to-use DNA marker 200 bp

- Obsahuje 10 fragmentů o velikosti 200 - 2000 bp
- cca 200 pruhů/1 ml (minigel)
- Připraveno k okamžitému použití
- Všechny fragmenty jsou kvantifikovány, což umožňuje kvantifikaci DNA vzorku v gelu
- Fragmenty o velikosti 1000 bp jsou zvýrazněny pro snadnější analýzu

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	500 µl (50 µg)	R.8272.1




DNA marker 250 bp-DNA-Ladder

DNA marker 250 bp

- Obsahuje 16 fragmentů o velikosti 250 - 8000 bp
- cca 160 pruhů/100 µg (minigel)
- Univerzální marker pro analýzu velikosti plazmidů a DNA inzertů
- Fragmenty o velikosti 1500 a 2500 bp jsou zvýrazněny pro snadnější analýzu
- Množství DNA v pásech je optimalizováno pro dostatečné optimální oddělení
- DNA marker je dodáván v lyofilizované formě
- Vzorkový pufr pro rozpuštění lyofilizovaných fragmentů DNA je součástí balení

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	50 µg + gel loading pufr	R.T918.1




DNA marker 250 bp-DNA-Ladder

DNA marker 500 bp-DNA-Ladder

Ready-to-use DNA marker 500 bp

- Obsahuje 10 fragmentů o velikosti 500 - 5000 bp
- cca 200 pruhů/1 ml (minigel)
- Vhodný pro analýzu fragmentů DNA
- Připraveno k okamžitému použití
- Fragment o velikosti 2500 bp je zvýrazněn pro snadnější analýzu
- Všechny fragmenty jsou kvantifikovány, což umožňuje kvantifikaci DNA vzorku v gelu

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	500 µl (50 µg)	R.8273.1



DNA marker 500 bp-DNA-Ladder

DNA marker combi

DNA marker

- Obsahuje 20 fragmentů o velikosti 100 - 10 000 bp
- cca 200 pruhů/40 µg + 100 µg (minigel)
- Univerzální DNA marker kombinace pro gely a fragmenty DNA různé velikosti

- Marker kombinuje výhody 100 bp DNA markeru (kat. č. R.T833) s univerzálním 1 kbp DNA markerom (kat. č. R.Y014)
- Tyto dva markery jsou dodávány v samostatných skumavkách, které zajišťují vysokou flexibilitu v laboratoři. Mohou být proto použity samostatně nebo v kombinaci
- Fragment o velikosti 500 bp je zvýrazněn pro snadnější analýzu
- DNA marker je dodáván v lyofilizované formě
- Vzorkový pufr pro rozpuštění lyofilizovaných fragmentů DNA je součástí balení

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	20 µg + 50 µg + gel loading pufr	R.CL22.1

