

## Sprej mrazící Solidofix®

Sprej pro zmrazení histologických vzorků a chlazení parafinových bločků

- Rychlé a jemné chlazení až na -45 °C
- Aplikace: stříkejte sprej na tkáň po dobu několika sekund, poté je tkáň připravena k řezání
- Obsahuje Propan-Butan

## Technické parametry

Bezpečnostní věty:

H222-H229



Sprej mrazící

| Popis                    | Balení     | Katalogové číslo |
|--------------------------|------------|------------------|
| mrazící sprej Solidofix® | 400 ml     | R.T200.3         |
| mrazící sprej Solidofix® | 4 x 400 ml | R.T200.4         |