

## Stěrové tampóny SwabSURE

Testy pro detekci Listerií, Salmonell a koliformních bakterií

- Jednoduchá a levná metoda monitoringu patogenů na povrchu výrobních zařízení a v prostředí potravinářských výrob
- Stejný systém pro detekci všech tří nejdůležitějších skupin patogenů
- Rychlá metoda nevyžadující předchozí pomnožení vzorku
- Zvlhčené stěrové tampony neutralizují zbytky běžně používaných čisticích prostředků a zlepšují sběr bakterií ze suchého povrchu
- Testy nevyžadují žádné speciální vybavení mikrobiologické laboratoře, pro kultivaci stačí malý termostát
- Změna barvy specifického selektivního chromogenního média indikuje růst odpovídajících patogenních bakterií, při vyšší kontaminaci je změna rychlejší
- Detekční média a univerzální stěrové tampony jsou baleny samostatně pro maximální flexibilitu použití
- Pomnožené bakterie z pozitivního nálezu lze použít na konfirmaci a podrobný mikrobiologický rozbor
- Metoda vyhovuje požadavkům ISO 18593:2018 a splňuje nároky USDA, FSIS a BAM
- Monitoring patogenů a hygieny "SwabSURE" testy může vytvořit základ systému Správné výrobní praxe (GMP) a nedílnou součást kvalitního HACCP systému

## Technické parametry

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Citlivost :                    | < 1 cfu/cm <sup>2</sup>                                        |
| Kultivační teplota:            | 35-37 °C                                                       |
| Doba kultivace:                | Salmonella a koliformní bakterie 18-24 hod, Listeria 30-48 hod |
| Skladování medií:              | 2-8 °C                                                         |
| Skladování stěrových tamponů : | pokojová teplota                                               |



Stěrové tampóny "Path-Chek® Hygiene Pathogen System"

| Popis                                                                | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| SwabSURE pro Listerie, zkumavky s médiem + odběrové stěry            | 100         | H256080          |
| SwabSURE pro Salmonelly, zkumavky s médiem + odběrové stěry          | 100         | H256020          |
| SwabSURE pro koliformní bakterie, zkumavky s médiem + odběrové stěry | 100         | H256010          |
| SwabSURE samostatné vlhčené stěry                                    | 250         | H256030          |