

Svítilna FastGene Blue/Green LED | NIPPON Genetics

Svítilna využívající technologii Blue/Green LED pro vizualizaci DNA/RNA v agarozových gelech.


- vybavena stejnou technologií Blue/Green LED, jaká se používá v Blue/Green LED transiluminátoru FastGene
- vysoká intenzita signálu, která byla dříve k vidění pouze u transiluminátorů s UV světlem
- má všechny výhody LED světla, nepoškozuje DNA
- umožňuje vizualizovat DNA už v průběhu elektroforézy
- snadné vyřezávání DNA z gelu kdekoli (vykrajovací deska a stojan jsou součástí balení)

Technické parametry


Rozměry bez filtru (D x Š x V)	190 x 39 x 25 mm
Plocha filtru	70 x 160 mm
Vlnová délka LED světla	480-530 nm
Umístění LED diod	matice pro oboustranné osvětlení
Životnost LED	50 000 hod.
Napájení	AC 100-120 V, 50/60 Hz 24V DC 1. A napájecí adaptér
Napětí	100 - 240 V
Váha	0,17 kg
Balení obsahuje	1x FastGene® jantarový (amber) filtr 1x stojan vč. vykrajovací desky (FAS-GPST)



FastGene Blue/Green LED svítlna vč. stojanu a desky



Vizualizace DNA pomocí FastGene Blue/Green LED svítlny



Sledování průběhu elektroforézy pomocí FastGene Blue/Green LED svítlny



Snadná manipulace s FastGene® Blue/Green LED svítlinou

Produkt	Balení (ks)	Katalogové číslo
Svítlna FastGene Blue/Green LED	1	N067011