

Třepačka Titramax | HEIDOLPH

Vibrační třepačky pro jemné míchání vzorků v mikrotitračních destičkách

- Plošina třepaček upravená pro bezproblémové třepání standardních mikrotitračních destiček
- Kompaktní malé modely 100 a 101 pro 4 destičky
- Středně velký model 1000 pro 6 destiček vhodný pro modulární inkubátorový systém s regulací teploty do 65 °C
- Model 100 a 1000 s poloměrem otáček 1,5 mm pro malé objemy vzorků
- Jednoduché plynulé analogové nastavení otáček a času třepání
- Model 101 s poloměrem otáček 3 mm pro větší objemy vzorků
- Elektronicky řízená rychlost otáček, akustický signál při vypnutí chodu po uplynutí nastaveného času
- Výrobce poskytuje na třepačky prodlouženou záruku 3 roky

Technické parametry

Rozměry mikrotitračních destiček:

85 x 128 mm

Model	Titramax 101	Titramax 100	Titramax 1000
Kapacita třepačky	4 mikrotitrační destičky	4 mikrotitrační destičky	6 mikrotitračních destiček
Frekvence třepání	150 - 1 350 ot./min	150 - 1 350 ot./min	150 - 1 350 ot./min
Výkyv	3 mm	1,5 mm	1,5 mm
Maximální zatížení	2 kg	2 kg	5 kg
Časovač	1 - 120 min, nebo kontinuálně	1 - 120 min, nebo kontinuálně	1 - 120 min, nebo kontinuálně
Rozměr plošiny	220 x 220 mm	220 x 220 mm	290 x 258 mm
Pracovní prostředí	5 - 31 °C max 80 % RH	5 - 31 °C max 80 % RH	5 - 31 °C max 80 % RH
Krytí	IP 30	IP 30	IP 30
Příkon	31 W	31 W	31 W
Napájení	230/240 V, 50/60 Hz	230/240 V, 50/60 Hz	230/240 V, 50/60 Hz
Rozměry (š x h x v)	245 x 310 x 125 mm	245 x 310 x 125 mm	320 x 375 x 125 mm
Hmotnost	5,5 kg	5,5 kg	8 kg



Titramax 1000



Titramax 1000 s inkubátorem



Titramax 100 a 101

Model	Poloměr otáček (mm)	Kapacita	Max. zatížení (kg)	Katalogové číslo
Titramax 101	3	4 destičky	2	H544113
Titramax 100	1,5	4 destičky	2	H544112
Titramax 1000	1,5	6 destiček	5	H544122
Titramax 1000 s inkubátorem 1000	1,5	6 destiček	5	H544129

Sestava Titramax 1000 s inkubátorem obsahuje třepačku Titramax 1000, topnou jednotku Inkubátoru 1000 a nízký plastový kryt.

Sestavu dodáváme s kompletní sadou dílů nutných pro spojení třepačky, inkubátoru a plastového krytu s detailním návodem k instalaci a použití.