

Vaječný žloutek, emulze 20%

Sterilní stabilizovaný doplněk do kultivačních médií pro detekci lecitinázové aktivity v mikrobiálních koloniích

- Přidává se do média po vykládkování
- Doporučujeme použití agarových základů TSC ([R.CL51.1](#)), Mannitol Salt Agar ([R.CL81.1](#)) nebo Palcam Listeria Agar ([R.5768.1](#)) s přidáním 5 % emulze
- Lecitinázová aktivita je rozpoznána podle tvorby světlé, projasněné, někdy bělavé kruhové zóny okolo jednotlivých kolonií
- Pomocí detekce lecitinázové aktivity je možno identifikovat některé mikrobiální kmeny (*Bacillus cereus*, *Clostridium perfringens*, *Staphylococcus aureus*)

Technické parametry

Certifikáty:	ISO 7932
Teplota skladování:	+4 °C
Aplikace:	ISO 7932 doporučuje finální koncentraci emulze v hotovém médiu 10%



Vaječný žloutek, emulze 20%



Detekce lecitinázové aktivity

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	100 ml	sklo	R.0402.1

100 ml emulze vystačí na 1 l agaru