

XYLEN izomerní

xylol, dimethylbenzen

CAS: 1330-20-7


Vzorec: C₈H₁₀

- Typické rozpouštědlo pro deparafinaci a projasnění/pročištění řezů v histologii
- Xylen rozpustí pouze omezené množství parafínu, a měl by proto být pravidelně obměňován
- Rozpouštění je pomalé při nízkých teplotách - doporučujeme pracovat při teplotě 25 - 30 °C.
- Xylen může být používán spolu s montovacím médiem [Roti®-Histokit II](#) a speciálním parafínem [Roti®-Plast](#)

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 106,17

Hustota: 0,87 g·cm⁻³



XYLEN izomerní vzorec

XYLEN izomerní

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H226-H332-H312-H315

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	1 l	X 01301
min 98 %, čistý	2,5 l	X 01302
min 99 %, p.a.	1 l	X 01101
min 99 %, p.a.	2,5 l	X 01102

XYLEN izomerní

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H226-H312+H332-H304-H315-H319-H335-H373

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97 %, pro syntézu	1 l	R.2662.1
min 97 %, pro syntézu	2,5 l	R.2662.2
min 97 %, pro syntézu	5 l	R.2662.5
min 97 %, pro syntézu	10 l	R.2662.3
min 97 %, pro syntézu	25 l	R.2662.4
ROTIPURAN® min 99 % p.a., ACS, ISO	1 l	R.4436.1
ROTIPURAN® min 99 % p.a., ACS, ISO	2,5 l	R.4436.2
ROTIPURAN® min 99 % p.a., ACS, ISO	5 l	R.4436.3
min 97 %, čistý, pro histologii	1 l	R.9713.1
min 97 %, čistý, pro histologii	2,5 l	R.9713.3
min 97 %, čistý, pro histologii	5 l	R.9713.5
min 97 %, čistý, pro histologii	10 l	R.9713.2
min 97 %, čistý, pro histologii	25 l	R.9713.4
min 98,5 %, Ph.Helv., extra čistý	1 l	R.CN80.1
min 98,5 %, Ph.Helv., extra čistý	2,5 l	R.CN80.2
min 98,5 %, Ph.Helv., extra čistý	5 l	R.CN80.5
min 98,5 %, Ph.Helv., extra čistý	10 l	R.CN80.3
min 98,5 %, Ph.Helv., extra čistý	25 l	R.CN80.4