

4-AMINO BENZONITRIL


p-kyanoanilin

CAS: 873-74-5

Vzorec: C₇H₆N₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	118,14
Hustota:	1,08 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H301-H319



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro syntézu	10 g	R.8721.1
min 98 %, pro syntézu	50 g	R.8721.2
min 98 %, pro syntézu	100 g	R.8721.3