

ACETONITRIL ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept

nitril kyseliny octové, methylkyanid

CAS: 75-05-8

Vzorec: C₂H₃N

- Velmi nízký obsah vody a extrémně vysoká čistota
- Vhodné pro použití v organické syntéze a v syntéze a analýze DNA
- Plněno pod inertním plynem

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	41,05
Index lomu/20 °C:	1,344
Hustota/20 °C:	0,782
Bod varu:	81,6 °C
Bezp. věty (GHS):	H225-H302+H312+H332-H319



ACETONITRIL ROTIDRY®

ACETONITRIL ROTIDRY® max 10 ppm H₂O

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,9 %
Voda (KF):	max 0,001 %
Acidita:	max 0,0005 meq/g
Odparek:	max 0,0005 %
Barva (Hazen) :	max 10

Balení	Katalogové číslo
1 l	R.AE00.1
2,5 l	R.AE00.2

4 l	R.AE00.3
-----	----------

Aby zůstala ROTIDRY® rozpouštědla suchá i po otevření a během skladování, doporučujeme použití [molekulových sít](#) jako sušidla během skladování.

ACETONITRIL ROTIDRY® Sept max 10 ppm H₂O

Láhev opatřená septem

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99,9 %
Voda (KF):	max 0,001 %
Acidita:	max 0,002 %
Odparek:	max 0,0003 %
Barva (APHA) :	max 10

Balení	Katalogové číslo
250 ml	R.5175.1