

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE® (37,5:1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 37,5:1) pro přípravu elektroforetických gelů

- Roztok vhodný pro analýzu proteinů/peptidů >15 kD a fragmentů DNA

Technické parametry

Hustota:	1,03 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H302+H312-H315-H319-H317-H340-H350-H361f-H372
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	250 ml	R.T802.2
pro elfo	500 ml	R.T802.3
pro elfo	1 l	R.T802.1