

Baňka s kulatým dnem širokohrdlá | PYREX®

Kulatá baňka pro běžné laboratorní použití

- Baňky objemu 1 000 a 2 000 ml mají zesílený okraj pro zvýšení odolnosti proti rozbití

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo PYREX®



Objem (ml)	Průměr baňky (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	65	30	100	1	S112040
250	85	46	145	1	S112080
500	105	46	168	1	S112014
1 000	131	60	210	1	S112018
2 000	165	70	260	1	S112022