

BOC-L-ARGININ HYDROCHLORID MONOHYDRÁT

N-(terc-butoxykarbonyl)-L-arginin


CAS: 114622-81-0

Vzorec: $C_{11}H_{22}N_4O_4 \cdot HCl \cdot H_2O$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

328,79



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	5 g	R.6914.1
min 98 %, pro biochemii	25 g	R.6914.2
min 98 %, pro biochemii	100 g	R.6914.3