

**CHLOREČNAN - standard pro IC**

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

**Vzorec:** ClO<sub>3</sub><sup>-</sup>

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu dle ISO Guide 34 v akreditovaném prostředí
- Testován v laboratoři akreditované dle ISO/IEC 17025
- Obsah je stanoven gravimetricky a pomocí IC
- Součástí balení je detailní analýza a chromatogram příslušné šarže
- "Traceable to SRM from NIST."

Koncentrace (mg/l)	Iont	Matrice	Balení	Katalogové číslo
1 000	ClO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	H <sub>2</sub> O	100 ml	R.8171.1
1 000	ClO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	H <sub>2</sub> O	500 ml	R.8171.2