

CHLORID BARNATÝ**Vzorec:** BaCl₂**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):

H301-H332

CHLORID BARNATÝ

Bezvodý

CAS: 10361-37-2**Vzorec:** BaCl₂**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

208,23

Hustota:

3,85 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	25 g	R.5051.1

CHLORID BARNATÝ DIHYDRÁT**CAS:** 10326-27-9**Vzorec:** BaCl₂ · 2H₂O**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

244,28

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	500 g	Q 03102
min 99 %, p.a.	1 kg	Q 03101

CHLORID BARNATÝ DIHYDRÁT**CAS:** 10326-27-9**Vzorec:** BaCl₂ · 2H₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

244,27

Hustota:

3,86 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a., ACS, ISO pro gravimetrické stanovení síranů	250 g	R.4453.1
min 99 %, p.a., ACS, ISO pro gravimetrické stanovení síranů	500 g	R.4453.2
min 99 %, p.a., ACS, ISO pro gravimetrické stanovení síranů	1 kg	R.4453.3
min 99 %, p.a., ACS, ISO pro gravimetrické stanovení síranů	2,5 kg	R.4453.4
min 99 %, p.a., ACS, ISO pro gravimetrické stanovení síranů	5 kg	R.4453.6
min 99 %, p.a., ACS, ISO pro gravimetrické stanovení síranů	25 kg	R.4453.5
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	25 g	R.5115.3
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	50 g	R.5115.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	100 g	R.5115.2