

Datalogger 174 T | TESTO

Datalogger vhodný pro zaznamenávání skladovacích teplot potravin či léků

- Kapacita paměti záznamníku teploty je 16000 naměřených hodnot
- Bezpečně zaznamenává teplotu a zajišťuje tím kontinuální snímání a dokumentaci měřených dat
- Vysokou přesnost měření garantuje integrovaný senzor NTC
- Pro naprogramování a čtení naměřených teplot, a také pro vyhodnocení naměřených dat na počítači je na výběr mezi třemi verzemi softwaru:
 - **Software ComSoft Basic** – zdarma ke stažení – pro rychlé naprogramování dataloggeru a jednoduchou analýzu dat
 - **Software ComSoft Professional** – volitelně na objednání – nabízí různé možnosti detailního vyhodnocení teploty
 - **Software ComSoft CFR 21 Part 11** – volitelně na objednání – optimální pro speciální požadavky dle CFR 21 Part 11 v oblasti léčiv
- Pro naprogramování a čtení dat z dataloggeru potřebujete rozhraní USB, které není součástí dodávky. Je možné zakoupit společně se záznamníkem v cenově zvýhodněné sadě
- Přístroj splňuje požadavky EN 12830, je ve shodě HACCP a má certifikát HACCP International

Technické parametry

Měřicí rozsah:	-30 až +70 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost:	±0,5 °C
Rychlost měření:	1 min do 24 h
Barva:	bílá
Pouzdro:	plast
Krytí :	IP 65
Napájení:	2 x knoflíková baterie (3 V, CR 2032)
Rozměry (d x š x v):	60 x 18,5 x 38 mm
Hmotnost:	35 g



Datalogger Testo 174 T



Datalogger Testo 174 T, sada



Datalogger Testo 174 T, USB rozhraní pro datový záznamník



Datalogger Testo 174 T



P-LAB



Datalogger Testo 174 T



Datalogger Testo 174 T

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Datalogger Testo 174 T sada	1	R.NA06.2
Datalogger Testo 174 T	1	R.NA06.1
USB rozhraní	1	R.NA08.1
Baterie CR 2032	1	R.P858.1

Datalogger 174 T dodáme s nástěnným držákem, kalibračním protokolem a bateriemi. Sada obsahuje navíc rozhraní USB.