

## Datalogger Saveris 2 T3 | TESTO

WiFi záznamník s displejem a dvěma konektory pro teplotní sondy TC

- Snadné, flexibilní a spolehlivé řešení pro sledování teploty v chladírnách, skladech či na pracovištích
- Jednoduchá instalace, integrace a obsluha (není zapotřebí žádná instalace softwaru)
- Interní paměť záznamníku je 2 x 10 000 naměřených hodnot
- Perfektní propojení: ukládání dat v Testo-Cloud, alarm v reálném čase přes e-mail nebo SMS
- S chytrým telefonem vybaveným internetem, s tabletem nebo počítačem máte kdykoliv a všude přístup ke všem naměřeným hodnotám a analyzačním funkcím.
- Pro vyhodnocení a analýzu naměřených dat je k dispozici zcela bezplatně licenční balíček „Basic“ služby Testo Cloud a rozsáhlejší verze Advanced (po nutné - bezplatné - registraci na [www.saveris.net](http://www.saveris.net))
- Displej záznamníku zobrazuje aktuálně naměřené hodnoty, alarmy a zbývající kapacitu baterií

### Technické parametry

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Rozsah měření teploty Typ T (Cu-CuNi):    | -200 až +400 °C        |
| Rozlišení měření teploty Typ T (Cu-CuNi): | 0,1 °C                 |
| Přesnost měření teploty Typ T (Cu-CuNi):  | ±(0.5 + 0.5 % z mv) °C |
| Rozsah měření teploty Typ J (Fe-CuNi):    | -100 až +750 °C        |
| Rozlišení měření teploty Typ J (Fe-CuNi): | 0,1 °C                 |
| Přesnost měření teploty Typ J (Fe-CuNi):  | ±(0.5 + 0.5 % z mv) °C |
| Rozsah měření teploty Typ K (NiCr-Ni):    | -195 až +1350 °C       |
| Rozlišení měření teploty Typ K (NiCr-Ni): | 0,1 °C                 |
| Přesnost měření teploty Typ K (NiCr-Ni):  | ±(0.5 + 0.5 % z mv) °C |
| Rychlost měření:                          | 1 min do 24 h          |
| Barva:                                    | bílá                   |
| Krytí :                                   | IP 54                  |
| Napájení:                                 | 4 x AA (1,5 V) baterie |
| Rozměry (d x š x v):                      | 95 x 75 x 30.5 mm      |
| Hmotnost:                                 | 240 g                  |



Datalogger Testo Saveris 2 T3



Datalogger Testo Saveris 2 T3



Datalogger Testo Saveris 2 T3



Datalogger Testo Saveris 2 T3

| Model                   | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-------------------------|-------------|------------------|
| Datalogger Saveris 2 T3 | 1           | R.ECK1.1         |

- Součástí balení je, WiFi záznamník testo Saveris 2 T3, bezplatný přístup ke službě Testo Cloud, kabel Micro-USB, držák na stěnu, vč. zámku, baterie (4x AA AlMn), krátký návod k obsluze, výstupní protokol z výroby

## Sonda teplotní s vpichovací špičkou (TE typu K) | TESTO

Teplotní sonda se vpichovací špičkou pro měření v pastovitých a polotuhých médiích a také v kapalinách a vzduchu

### Technické parametry

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Rozsah měření teploty: | -40 do +220 °C                                    |
| Přesnost:              | Třída 2 dle EN 60584-2<br>-40 do +1000 °C (typ K) |
| Doba odezvy t99:       | 7 s                                               |
| Průměr sondy:          | 5 mm                                              |
| Délka trubice sondy:   | 60 mm                                             |
| Délka kabelu sondy:    | 2 m                                               |
| Pouzdro:               | nerezová ocel/GFK                                 |
| Krytí :                | IP 54                                             |
| Hmotnost:              | 60 g                                              |

| Model                               | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| Sonda teplotní s vpichovací špičkou | 1           | L729001          |



Sonda teplotní s vpichovací špičkou

## Sonda k měření povrchové teploty s magnetem (TE typ K) | TESTO

Teplotní sonda s magnetem pro měření kovových povrchů

### Technické parametry

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Rozsah měření teploty: | -50 do +400 °C                            |
| Přesnost:              | Třída 2 dle EN 60584-1<br>-40 do +1200 °C |
| Průměr sondy:          | 21 mm                                     |
| Délka trubice sondy:   | 75 mm                                     |
| Délka kabelu sondy:    | 1,47 m                                    |
| Hmotnost:              | 72 g                                      |

| Model                                   | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|
| Sonda k měř. povrch. teploty s magnetem | 1           | L024892          |



Sonda k měření povrchové teploty s magnetem (TE typ K)

## Sonda teplotní s upínací objímkou (TE typ K) | TESTO

Teplotní sonda s upínací svorkou má rychlou dobu odezvy a je ideální k měření povrchů potrubí

### Technické parametry

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Rozsah měření teploty: | -60 do +130 °C |
|------------------------|----------------|

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Přesnost:            | Třída 2 dle EN 60584-1<br>-40 do +1200 °C |
| Průměr sondy:        | 65 mm                                     |
| Délka trubice sondy: | 165 mm                                    |
| Délka kabelu sondy:  | 1,2 m                                     |
| Hmotnost:            | 82 g                                      |

| Model                             | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| Sonda teplotní s upínací objímkou | 1           | L024592          |



Teplotní sonda s upínací objímkou (TE typ K)

## Sonda teplotní s upínacím páskem (TE typ K) | TESTO

Teplotní sonda s upínacím páskem pro povrchové měření na potrubí

### Technické parametry

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Rozsah měření teploty: | -50 do +120 °C                                    |
| Přesnost:              | Třída 1 dle EN 60584-1<br>-40 do +1000 °C (typ K) |
| Doba odezvy t99:       | 90 s                                              |
| Průměr sondy:          | 120 mm                                            |
| Průměr špičky sondy:   | 20 mm                                             |
| Délka trubice sondy:   | 395 mm                                            |
| Hmotnost:              | 18 g                                              |

| Model                            | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|----------------------------------|-------------|------------------|
| Sonda teplotní s upínacím páskem | 1           | L280020          |



Sonda teplotní s upínacím páskem (TE typu K)

### Sonda teplotní s pouzdrům z ušlechtilé oceli | TESTO

Teplotní sonda s pouzdrům z ušlechtilé oceli pro měření v kapalinách, pastovitých médiích a také pro měření teploty vzduchu

#### Technické parametry

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Rozsah měření teploty:        | -50 do +205 °C                                    |
| Přesnost:                     | Třída 2 dle EN 60584-2<br>-40 do +1200 °C (Typ K) |
| Doba odezvy t <sub>99</sub> : | 20 s                                              |
| Průměr sondy:                 | 6 mm                                              |
| Délka trubice sondy:          | 40 mm                                             |
| Délka kabelu sondy:           | 1,9 m                                             |
| Pouzdro:                      | nerezová ocel                                     |

| Model                             | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| Sonda teplotní s pouzdrům z oceli | 1           | L287533          |



Sonda teplotní s pouzdrům z oceli

### Sonda teplotní velmi rychlá (TE typ K) | TESTO

Velmi rychlá teplotní sonda s velkým měřicím rozsahem pro měření teploty vzduchu, kapalin, pastovitých médií a teploty povrchů

Technické parametry

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Rozsah měření teploty: | -40 do +1000 °C                                   |
| Přesnost:              | Třída 1 dle EN 60584-1<br>-40 do +1000 °C (typ K) |
| Doba odezvy t99:       | 1 s                                               |
| Průměr sondy:          | 0,25 mm                                           |
| Délka trubice sondy:   | 500 mm                                            |
| Délka kabelu sondy:    | 2 m                                               |

| Model                       | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-----------------------------|-------------|------------------|
| Sonda teplotní velmi rychlá | 1           | L020493          |



Sonda teplotní velmi rychlá (TE typ K)