

Dávkovač Ceramus | HIRSCHMANN

Klasické dávkovače kapalin 0,2 - 60 ml navíc s recirkulačním ventilem

- Recirkulační ventil usnadňuje odvzdušnění a zabraňuje odkapávání dávkované kapaliny
- Rychlé a bezpečné nastavování objemu, individuální certifikát
- Autoklávatelné bez nutnosti rozebrání, max. 121 °C / 2 bar
- Skleněný válec s keramickým pístem
- Závit na hrdlo láhve o průměru 45 mm
- Adaptéry na láhve GL28, GL45 a S40 (láhve na chemikálie Merck)

Technické parametry

Materiál válce a ventilové kuličky:	borosilikátové sklo 3,3
Materiál pístu :	vysoce čistá Al ₂ O ₃ keramika (99,7 %)
Materiál ventilových bloků:	Halar (ECTFE)
Materiál ventilové pružiny:	Hastelloy
Teplotní rozmezí:	+4 °C až +50 °C



Dávkovač Ceramus

Objem (ml)	Dělení (ml)	Přesnost (%)	Reprodukovatelnost (%)	Katalogové číslo
0,2 - 1,0	0,05	0,6	0,2	H931022
0,4 - 2,0	0,05	0,6	0,2	H932022
1,0 - 5,0	0,10	0,6	0,2	H933022
2,0 - 10,0	0,25	0,6	0,2	H934022
5,0 - 30,0	0,50	0,6	0,2	H935022
10,0 - 60,0	1,00	0,6	0,2	H936022

Upozornění:

Dávkovače nelze použít pro kyselinu fluorovodíkovou, kapaliny atakující Halar (ECTFE), FEP nebo Hastelloy (např. roztok bromu)

a suspenze (pevné částice mohou blokovat ventily).

Nedoporučuje se používat pro dávkování koncentrovaných roztoků solí a silně alkalických roztoků - mohlo by dojít k zadření pístu.

Láhve k dávkovačům nutno objednat samostatně!