

## Dávkovač Dispensette S Organic Analog | BRAND

Odolné analogové dávkovače pro organická rozpouštědla a další kapaliny v objemech od 0,1 do 100 ml

- rychlé a přesné nastavení dávkovaného objemu pomocí posuvníku
- Ideální pro dávkování agresivních chemikálií a organických rozpouštědel (tabulka chemické odolnosti v brožuře v sekci "Ke stažení")
- Dávkovací hlava otočná o 360°, závit pro nasazení na láhev s hrdlem GL45
- Materiály v kontaktu s dávkovaným médiem: borosilikátové sklo, keramika z oxidu hlinitého, tantal, ETFE, FEP, PFA, PTFE a PP
- Snadné odečítání, nastavení objemu a možnost kalibrování dle požadavků ISO 9001 a GLP

## Technické parametry

| Objem (ml) | Dělení (ml) | Přesnost (μl) | Reprodukovatelnost (μl) | Adaptéry na uzávěry lahví (součást balení)  |
|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 0,5 - 5    | 0,1         | ≤±25          | ≤5                      | GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 |
| 1 - 10     | 0,2         | ≤±50          | ≤10                     | GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40 |
| 2,5 - 25   | 0,5         | ≤±125         | ≤25                     | GL 32-33, GL 38, S 40                       |
| 5 - 50     | 1           | ≤±250         | ≤50                     | GL 32-33, GL 38, S 40                       |
| 10 - 100   | 1           | ≤±500         | ≤100                    | GL 32-33, GL 38, S 40                       |



Dispensette S Organic Analog

| Bez recirkulačního ventilu |                  | S recirkulačním ventilem |                  |
|----------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Rozsah (ml)                | Katalogové číslo | Rozsah (ml)              | Katalogové číslo |
| 0,5 - 5                    | P463013          | 0,5 - 5                  | P463113          |
| 1 - 10                     | P463014          | 1 - 10                   | P463114          |
| 2,5 - 25                   | P463015          | 2,5 - 25                 | P463115          |
| 5 - 50                     | P463016          | 5 - 50                   | P463116          |
| 10 - 100                   | P463017          | 10 - 100                 | P463117          |

V případě zájmu vám zašleme nabídku i na dávkovače s fixním objemem, kontaktujte nás.