

DipSlide inkubátor EM4

Malý lehký inkubátor speciálně vyvinutý pro ponorné agary typu DipSlide

- Jednoduše snímatelné transparentní víko pro rychlou manipulaci s ponornými agary
- Jednoduché ovládání
- Stojánek je nicméně možné vyjmout a používat inkubátor pro Petriho misky a kontaktní agarové misky
- Přístroj dodáváme i se stojánkem a teploměrem

Technické parametry

Kapacita :	23 DipSlide agarů
Teplotní rozsah:	teplota okolí až 44 °C
Objem:	4 l
Rozměry vnitřní (š x h x v):	180 x 180 x 125 mm
Rozměry vnější (š x h x v):	230 x 230 x 180 mm
Napájení:	220 V
Hmotnost:	1,5 kg



DipSlide inkubátor EM4

Popis	Katalogové číslo
Inkubátor EM4	R.KK43.1