

DISIŘIČITAN SODNÝ

pyrosiřičitan sodný

CAS: 7681-57-4

Vzorec: Na₂S₂O₅

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	190,10
Hustota:	2,36 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H318-H302-EUH031

DISIŘIČITAN SODNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97 %, extra čistý	1 kg	R.8554.1
min 97 %, extra čistý	5 kg	R.8554.2
min 97 %, extra čistý	25 kg	R.8554.5
min 97 %, p.a., ACS	500 g	R.P755.1
min 97 %, p.a., ACS	1 kg	R.P755.2
min 97 %, p.a., ACS	2,5 kg	R.P755.3
min 97 %, p.a., ACS	5 kg	R.P755.4
min 97 %, p.a., ACS	25 kg	R.P755.5

DISIŘIČITAN SODNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 95 %, čistý	1 kg	D 13301
min 98 %, p.a.	1 kg	D 13101