

DUSIČNAN NIKELNATÝ HEXAHYDRÁT

CAS: 13478-00-7

Vzorec: $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 290,81

Bezp. věty (GHS): H272-H334-H341-H350i-H360D-H372-H318-H400-H410-H302+H332-H315-H317

DUSIČNAN NIKELNATÝ HEXAHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	1 kg	D 62362
min 99 %, p.a.	500 g	D 62161

DUSIČNAN NIKELNATÝ HEXAHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, extra čistý	100 g	R.0337.1
min 98 %, extra čistý	500 g	R.0337.2
min 98 %, extra čistý	1 kg	R.0337.3
min 98 %, extra čistý	2,5 kg	R.0337.4
min 99 %, p.a. pro výrobu Ni/Cd baterií	100 g	R.4395.1
min 99 %, p.a. pro výrobu Ni/Cd baterií	250 g	R.4395.2
min 99 %, p.a. pro výrobu Ni/Cd baterií	500 g	R.4395.3
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	100 g	R.5387.1
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	500 g	R.5387.2