

Elektroda kombinovaná pro pH metr | COLE-PARMER JENWAY

- Mikro a semi-mikro elektrody pro měření pH malých objemů roztoku
- Vpichové elektrody pro měření pH vzorků půdy, jílu, odpadních kalů a podobných polotuhých materiálů

Technické parametry

Délka elektrody: 120 mm (s výjimkou Life science a dlouhé elektrody)

Konektor: BNC



Epoxidová elektroda J924001



Celoskleněná elektroda J924005



Vpichová elektroda J924002



Vpichová elektroda J924010



TRIS semi-mikroelektroda J924030



Plochá elektroda J924051



3 v 1 kombinovaná elektroda J924070



3 v 1 kombinovaná elektroda J924227

Popis	Max. teplota (°C)	Rozsah pH	Průměr (mm)	Doplňovací roztok	Katalogové číslo
Obecné použití, epoxidové tělo	60	0 - 14	12	4,0 M KCl/AgCl	J924001
Obecné použití, celoskleněná	80	0 - 14	12	4,0 M KCl/AgCl	J924005
Mikroelektroda (zúžený stonek 90 mm)	80	0 - 14	4,5	4,0 M KCl/AgCl	J924007
Vpichová	80	0 - 14	12	4,0 M KCl/AgCl	J924002
Vpichová (zúžený stonek 40 mm)	80	0 - 14	6	4,0 M KCl/AgCl	J924010
TRIS semi-mikroelektroda (zúžený stonek 90 mm)	50	0 - 14	6	3,0 M KCl	J924030
Life science (zúžený stonek 150 mm)	80	0 - 14	6	4,0 M KCl/AgCl	J924049
Pro roztoky s nízkou iontovou silou	50	0 - 11	12	3,0 M KCl	J924050
Potravinářská plochá, epoxidové tělo	80	0 - 14	12	4,0 M KCl/AgCl gel	J924051
3 v 1 epoxidové tělo pro modely 370, 3505, 3510, 3520 a 3540	60	0 - 14	12	nelze plnit	J924070
Vysokoteplotní, celoskleněná, obecné použití	110	0 - 14	12	4.0 M KCl/AgCl	J924079
Dlouhá, celoskleněná (350 mm)	80	0 - 14	12	4.0 M KCl/AgCl	J924078
Nevodné vzorky, TRIS pufry, oleje, zúžený stonek (90 mm)	100	0 - 14	4,5	4 M KCl	J924075
Agresivní prostředí	130 (pouze špička)	0 - 14	12	4 M KCl	J924080