


Elektroda THETA

Elektrody pro běžné použití

Technické parametry

Průměr elektrod:	12 mm
Konektor:	BNC



HC 103

Elektroda	Max. teplota (°C)	Rozsah pH	Katalogové číslo
Kombinovaná pH plastová, gelový elektrolyt, HC 173	70	0-13	L556173
Kombinovaná pH celoskleněná, HC 103	90	0 - 14	L556103
Kombinovaná pH celoskleněná se zvýšenou odolností, HC 113	90	0-13	L556113
Kombinovaná pH celoskleněná mikro 4 mm, HC 153	70	0-13	L556153
Kombinovaná pH celoskleněná prstencová diafragma, HC 143 *	90	0-13	L556143
Kombinovaná pH celoskleněná vpichová, gelový elektrolyt, HC 123**	90	0-13	L556123
Samostatná pH celoskleněná, HE 313	80	0 - 14	L556323
Argentchloridová Ag/AgCl referentní, RE 403	100	-	L556403
Ag/AgCl referentní s dvojitým solným můstkem, RE 405***	100	-	L556405
Kalomelová Hg/Hg ₂ Cl ₂ referentní RE 413	60	-	L994031

Pozn.: Hodnoty maximální teploty uvedené v tabulce se vztahují pouze na krátkodobé měření. Dlouhodobě, vzhledem k materiálu čepičky, lze měřit při teplotě max. 60 °C. Pokud potřebujete měřit při vyšších teplotách, informujte se na vhodné elektrody.

* pro roztoky s nízkou iontovou vodivostí

** pro polotuhá prostředí, zúžený konec (průměr 4,5 mm, délka 25 mm)

*** nasycený KCl, druhý elektrolyt volitelný