

Elektroforéza Flad Bed Unit MULTI

Pro všechny precast horizontální gely a pro izoelektrickou fokusaci

- Pro vysokonapěťovou elektroforézu do 5000 V
- Variabilní aplikace využívající nastavitelné pozice elektrod
- Včetně chladicí jednotky a odtokového systému

Technické parametry

Velikost gelu:	25 x 25 cm
Hmotnost:	9,6 kg
Rozměr (š x h x v):	46 x 41 x 11.5 cm



Elektroforéza Flad Bed Unit MULTI



Příslušenství k Elektroforéza Flad Bed Unit MULTI

Popis	Katalogové číslo
Elektroforéza Flad Bed Unit MULTI	R.CP51.1
Chladicí keramická deska	R.CP54.1
Skleněný elektrodový rám	R.CP55.1
Anodová elektroda	R.CP52.1
Katodová elektroda	R.CP53.1

Součástí dodávky je horizontální flat bed elektroforetická komora s elektrodami, bezpečnostní víko, 1x odnímatelná chladicí keramická deska (27 cm x 27 cm), 1x skleněný elektrodový rám, nastavitelná anodová a katodová elektroda, drenážní hadice, (vnější Ø 12 mm) a kabelová sada.