

Elektroforéza vertikální FastGene PAGE | NIPPON Genetics

Kompletní systém pro polyakrylamidovou gelovou elektroforézu

- Obsahuje veškeré potřebné vybavení, které potřebujete pro analýzu pomocí PAGE
- Systém pro oboustrannou elektroforézu na čtyřech gelech zároveň
- Snadno sestavitelný, kvalitní a robustní systém - podívejte se na názorné [video](#), jak systém sestavit
- Kompatibilní se širokou škálou [precast gelů FastGene](#) a gelů jiných výrobců
- Stojan pro přípravu vlastních gelů o tloušťce 1 mm
- Lze dokoupit sadu pro ruční odlévání gelů FastGene o tloušťce 0,75 mm nebo 1,5 mm
- Pro použití různých gelů jsou součástí systému tři druhy U těsnění
 - Těsnění pro gely 10 x 10 cm
 - Těsnění pro ručně odlévané gely 10 x 8 cm
 - Těsnění pro precast gely 10 x 8 cm

Technické parametry

Objem pufru při použití 2/4 gelů:	530/970 ml
Rozměry bez víka (š x h x v):	12 x 17,2 x 12,8 cm
Rozměry s víkem (š x h x v):	15 x 17,5 x 14 cm



Elektroforéza vertikální FastGene



Modul pro přípravu gelů

Popis	Katalogové číslo
Kompletní set	N010000

Jednotlivé součásti základního balení jsou uvedeny v příloze.

Náhradní díly vertikální elektroforézy FastGene

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sada hřebenů a skel pro gely 0,75 mm	1	N020000
Sada hřebenů a skel pro gely 1 mm	1	N030000
Skla pro nalévání gelů 1 mm	10	N040000
Elektroforetická vana	1	N050000
Moduly pro nalévání gelů	2 + 2	N060000
Těsnění pod skla při nalévání gelů	5	N070000

N020000: 5x hřeben 0,75 mm 10 jamek, 5x hřeben 0,75 mm 15 jamek, 5x skleněný spacer 0,75 mm, 10x skla pro nalévání gelů

N030000: 5x hřeben 1,5 mm 10 jamek, 5x hřeben 1,5 mm 15 jamek, 5x skleněný spacer 1,5 mm, 10x skla pro nalévání gelů

N060000: 2x průhledný stojan a 2x modrý klip pro uchycení nalévacích skel