

Elektroforézy horizontální MINI, MIDI, MAXI a VARIA

Klasická řada horizontálních elektroforéz

- Možnost chlazení (pouze u modelů MIDI 2 a MAXI)
- UV-transparentní vanička pro nalévání gelu s fluorescentním měřítkem
- Dodávají se s jednou podložkou pro gel a základními hřebínky - další hřebínky nutno objednat samostatně
- Bezpečnostní víko s integrovanými kabely

Technické parametry

Model	Rozměry gelu	Počet pozic pro hřebeny	Max. počet vzorků	Objem elektrolytu
MINI	6 x 7,5 cm	2	32	325 ml
MIDI 1	10 x 11,5 cm	4	80	450 ml
VARIA 1	od 15 x 7 do 15 x 20 cm	2/3/4/6	60/90/120/180	700 ml
MIDI 2	20 x 20 cm	4	160	2 200 ml
MAXI	25 x 30 cm	12	624	3 000 ml



Elektroforéza MINI

- Gel lze nalévat přímo v elektroforetické nádobce

Technické parametry

Rozměry (š x h x v):

240 x 130 x 65 mm

Popis	Katalogové číslo
Elektroforéza MINI	R456271

Vanička UV transparentní


R457571

Součástí dodávky jsou 2x osmijamkové hřebínky 1 mm a 1x UV transparentní vanička pro nalévání gelu



Hřebeny pro elektroforézu MINI

Hřeben	Katalogové číslo
1,0 mm; 8 jamek	R456471
1,0 mm; 12 jamek	R456571
1,0 mm; 16 jamek	R456671
1,5 mm; 8 jamek	R456871
1,5 mm; 12 jamek	R456971
1,5 mm; 16 jamek	R457071
2,0 mm; 8 jamek	R457271
2,0 mm; 12 jamek	R457371
2,0 mm; 16 jamek	R457471



Elektroforéza MIDI 1

Technické parametry

Rozměry (š x h x v):


230 x 165 x 65 mm

Typ

Katalogové číslo

Elektroforéza MIDI 1	R457671
Vanička UV transparentní	R459571


Součástí dodávky jsou 2x 16 jamkové hřebínky 1 mm a 1x UV transparentní vanička 100x115 mm



Hřebeny pro elektroforézu MIDI 1

Hřeben	Katalogové číslo
1,0 mm; 8 jamek	R457871
1,0 mm; 10 jamek*	R457971
1,0 mm; 12 jamek	R458071
1,0 mm; 16 jamek	R458171
1,0 mm; 20 jamek*	R458271
1,5 mm; 8 jamek	R458471
1,5 mm; 10 jamek*	R458571
1,5 mm; 12 jamek	R458671
1,5 mm; 16 jamek	R458771
1,5 mm; 20 jamek*	R458871
2,0 mm; 8 jamek	R459071
2,0 mm; 10 jamek*	R459171
2,0 mm; 12 jamek	R459271
2,0 mm; 16 jamek	R459371
2,0 mm; 20 jamek*	R459471

* Vzdálenost jamek odpovídá vzdálenosti špiček multikanálových pipet



Elektroforéza VARIA 1


- Možnost použití 4 různě velké gelové podložky v jedné univerzální komoře

Technické parametry

Rozměry: 351 x 190 x 70 mm

Popis	Katalogové číslo
Elektroforéza VARIA 1	R.AE17.1
Vanička UV transparentní 15 x 7 cm bez přepážek pro nalévání gelu	R.AE74.1
Vanička UV transparentní 15 x 10 cm bez přepážek pro nalévání gelu	R.AE75.1
Vanička UV transparentní 15 x 15 cm bez přepážek pro nalévání gelu	R.AE76.1
Vanička UV transparentní 15 x 20 cm bez přepážek pro nalévání gelu	R.AE77.1
Přepážky pro nalévání gelu	R.0108.1

Součástí balení je elektroforéza VARIA 1, bezpečnostní víko, dvě přepážky pro nalévání gelu, 4 UV transparentní vaničky pro gel 7, 10, 15 a 20 cm dlouhé, dva 15 jamkové hřebeny




Elektroforéza VARIA 1

Hřebeny pro elektroforézu VARIA 1

Hřeben	Katalogové číslo
1,0 mm; 10 jamek*	R.0085.1

1,0 mm; 20 jamek*	R.0089.1
1,0 mm; 25 jamek	R.0090.1
1,0 mm; 30 jamek*	R.0091.1
1,5 mm; 20 jamek*	R.0105.1
1,5 mm; 25 jamek	R.0106.1
2,0 mm; 20 jamek*	R.0128.1
2,0 mm; 25 jamek	R.0129.1

*Vzdálenost jamek odpovídá vzdálenosti špiček multikanálových pipet



Hřebeny pro elektroforézu VARIA 1

Elektroforéza MIDI 2

Technické parametry

Rozměry (š x h x v):

475 x 270 x 80 mm

Typ	Katalogové číslo
Elektroforéza MIDI 2 bez chlazení	R459671
Elektroforéza MIDI 2 s chlazením	R461871
Vanička UV transparentní	R460971
Přepážky pro nalévání gelů (2 ks)	R081271


Součástí dodávky jsou 2x 16 jamkové hřebínky 1 mm, 1x UV transparentní vanička pro gel a 2x přepážky pro nalévání gelu



Hřebeny pro elektroforézu MIDI 2

Hřeben	Katalogové číslo
1,0 mm; 16 jamek	R459771
1,0 mm; 20 jamek*	R459871
1,0 mm; 28 jamek	R459971
1,0 mm; 40 jamek*	R460071
1,5 mm; 16 jamek	R460171
1,5 mm; 20 jamek*	R460271
1,5 mm; 28 jamek	R460371
1,5 mm; 40 jamek*	R460471
2,0 mm; 16 jamek	R460571
2,0 mm; 20 jamek*	R460671
2,0 mm; 28 jamek	R460771
2,0 mm; 40 jamek*	R460871

* vzdálenost jamek odpovídá vzdálenosti špiček multikanálových pipet



Elektroforéza MAXI

Technické parametry

Rozměry (š x h x v):

560 x 330 x 90 mm

Typ	Katalogové číslo
Elektroforéza MAXI bez chlazení	R461071
Elektroforéza MAXI s chlazením	R461971
Vanička UV transparentní 30 cm	R461771
Přepážky pro nalévání gelů (2 ks)	R081371


Součástí dodávky je šest 26 jamkových hřebenů 1 mm, UV transparentní vanička pro gel a dvě přepážky pro nalévání gelu



Hřebeny pro elektroforézu MAXI

- Vzdálenost jamek odpovídá vzdálenosti špiček multikanálových pipet

Hřeben	Katalogové číslo
1,0 mm; 26 jamek	R461171
1,0 mm; 52 jamek	R461271
1,5 mm; 26 jamek	R461371
1,5 mm; 52 jamek	R461471
2,0 mm; 26 jamek	R461571
2,0 mm; 52 jamek	R461671



Náhradní části pro horizontální elektroforézy

Technické parametry

Délka kabelu:	1 m
Průměr zásuvky:	4 mm
Průměr zástrčky:	4 mm
Max. napětí:	1 000 V

Popis	Balení	Katalogové číslo
Přívodní elektroforetické kabely	1 pár	R484371

Silikonové těsnění, průměr 4 mm	1 m	R081171
Platinová elektroda, průměr 0,2 mm	650 mm	R079471

