

Fosfatázový test Phosphatesmo MI | MACHEREY-NAGEL

Kvalitativní testovací papírky pro detekci alkalické fosfatázy v kravském mléce

- Testovací proužky pro rychlou a snadnou kontrolu kvality pasterovaného mléka
- Změna barvy proužku z bílé na žlutou indikuje přítomnost alkalické fosfatázy v mléce, a tím pádem neefektivní pasteraci
- Mez citlivosti je 0,5 % syrového mléka v pasterovaném mléce
- Doba použitelnosti testů (od výroby) je 1 rok

Technické parametry

Teplota skladování:	+2 až +8 °C
Barevná změna:	bílá - žlutá
Rozměry proužků:	10 x 85 mm



Popis	Balení	Katalogové číslo
Fosfatázový test	50 proužků	M906120