

FOSFOREČNAN SODNÝ DODEKAHYDRÁT

dodekahydrát terciárního fosforečnanu sodného

CAS: 10101-89-0

Vzorec: $\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

380,12

Bezp. věty (GHS):

H315-H319-H335

FOSFOREČNAN SODNÝ DODEKAHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97 %, čistý	1 kg	F 07301
min 98 %, p.a.	500 g	F 07102
min 98 %, p.a.	1 kg	F 07101

FOSFOREČNAN SODNÝ DODEKAHYDRÁT

Technické parametry

Hustota:

1,62 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
čistý	1 kg	R.8613.3
čistý	2,5 kg	R.8613.1
čistý	10 kg	R.8613.2
min 98 %, p.a., ACS	500 g	R.T107.2
min 98 %, p.a., ACS	1 kg	R.T107.1
min 98 %, p.a., ACS	2,5 kg	R.T107.3
min 98 %, p.a., ACS	25 kg	R.T107.7