

GLYCERIN

glycerol, 1,2,3-propantriol


CAS: 56-81-5

Vzorec: C₃H₈O₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

92,10



P-LAB

GLYCERIN

Technické parametry

Hustota:

1,23 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
cca 86 %, Ph.Eur., extra čistý	1 l	R.7533.1
cca 86 %, Ph.Eur., extra čistý	2,5 l	R.7533.3
cca 86 %, Ph.Eur., extra čistý	5 l	R.7533.4
cca 86 %, Ph.Eur., extra čistý	10 l	R.7533.2
cca 86 %, Ph.Eur., extra čistý	25 l	R.7533.5
ROTIPURAN® min 86 %, p.a. pro chladicí směsi	1 l	R.4043.1
ROTIPURAN® min 86 %, p.a. pro chladicí směsi	2,5 l	R.4043.3
ROTIPURAN® min 86 %, p.a. pro chladicí směsi	5 l	R.4043.2

GLYCERIN bezvodý

Čistota	Balení	Katalogové číslo
---------	--------	------------------

min 99,5 %, p.a.	1 l	G 04101
------------------	-----	---------

GLYCERIN bezvodý

Technické parametry

Hustota: 1,26 g·cm⁻³

Čistota	Obal	Balení	Katalogové číslo
SOLVAGREEN min 98 %, Ph.Eur.	plast	1 l	R.7530.1
SOLVAGREEN min 98 %, Ph.Eur.	plast	2,5 l	R.7530.4
SOLVAGREEN min 98 %, Ph.Eur.	plast	5 l	R.7530.5
SOLVAGREEN min 98 %, Ph.Eur.	plast	10 l	R.7530.2
min 99 %, Ph.Eur., USP, syntetický	plast	1 l	R.6967.1
min 99 %, Ph.Eur., USP, syntetický	plast	2,5 l	R.6967.2
min 99 %, Ph.Eur., USP, syntetický	plast	5 l	R.6967.3
min 99 %, Ph.Eur., USP, syntetický	plast	10 l	R.6967.4
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a	plast	1 l	R.3783.1
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a	sklo	1 l	R.3783.3
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a	plast	2,5 l	R.3783.2
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a	sklo	2,5 l	R.3783.4
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a	plast	5 l	R.3783.5
ROTIPURAN® min 99,5 %, p.a	plast	10 l	R.3783.6
min 99,7 %, p.a., Ultra-quality, syntetický	plast	1 l	R.6962.1
min 99,7 %, p.a., Ultra-quality, syntetický	plast	2,5 l	R.6962.2
min 99,7 %, p.a., Ultra-quality, syntetický	plast	5 l	R.6962.3
min 99,7 %, p.a., Ultra-quality, syntetický	plast	10 l	R.6962.4