

Inkubační skříň TH15 | EDMUND BÜHLER

Malý inkubátor tvořící komplet v kombinaci s kteroukoliv třepačkou typu KS15

- Prosklená přední dvířka
- Může být použita i samostatně

Technické parametry

Teplotní rozsah:	okolí + 5 °C až +50 °C
Teplotní čidlo:	PT100
Přesnost:	+mn1 °C
Cirkulace vzduchu :	240 m ³ / hod
Rozměry vnější (š x v x h) :	510 x 455 x 450 mm
Rozměry vnitřní (š x v x h):	490 x 310 x 410 mm
Napájení:	230 V, 50/60 Hz, 343 W
Hmotnost:	21 kg



Inkubační skříň TH15



Inkubační skříň TH15



Inkubační skříň TH15



Inkubační skříň TH15

Popis	Katalogové číslo
Inkubační skříň TH15	O341500