

Kazeta na mikroskopická skla True North® | HEATHROW SCIENTIFIC

Kazeta na 100 mikroskel vhodná pro ukládání preparátů do ledniček a mrazicích boxů

- Kazeta s víkem uchyceným pantem z nerezové oceli pro standardní mikroskla 76 × 26 mm
- Pěnová vložka na dně kazety a popisovací karta integrovaná ve víku

Technické parametry

Materiál:	PC
Teplotní stabilita:	–80 až 121 °C
Rozměry:	208 × 175 × 34 mm



Kazeta na mikroskopická skla True North®



Kazeta na mikroskopická skla True North®

Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kazeta na mikroskopická skla True North®	fialová	1	R.PC56.1